JERMADROP









key to better Skin














Wer wir sind ... DERMADROP STELLT SICH VOR

Die Marke DERMADROP gehört zur Meddrop BioMedical Technologies GmbH, einem innovativen Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich leidenschaftlich für exzellente Hautpflege einsetzt. Mit wissenschaftlicher Kompetenz geht Meddrop BMT neue Wege – mit Pioniergeist, Neugier und dem Mut zur Innovation.

In DERMADROP vereint die Meddrop BioMedical Technologies GmbH zwei völlig unabhängige Disziplinen: innovative Anwendungstechnologie sowie Entwicklung und Herstellung dermatologischer und kosmetischer Wirkstoffe. Dies ist einzigartig in der Kosmetikbranche und sichert DERMADROP-Kund/innen einen langfristigen Vorsprung und messbaren Erfolg.

Da sich alle Entwicklungen auf praktische Machbarkeit konzentrieren, hat Meddrop BMT seine patentierte TDA-Technologie speziell für die ästhetischen und dermatologischen Anwendungen von DERMADROP optimiert.

Für uns bei DERMADROP sind Schönheit und Gesundheit beides: eine Herzensangelegenheit und ein Thema des Verstandes.

Ihr Schlüssel

ZU SANFTER TIEFENWIRKUNG

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Behandlung, die nicht-invasiv, sanft und angenehm für die Haut ist und gleichzeitig eine nachhaltige Wirksamkeit aufweist.

DERMADROP ist Ihr Schlüssel für innovative Therapiekonzepte in Kosmetik und Dermatologie: Mit Behandlungen, die

- auf individuelle Hautbedürfnisse zugeschnitten und für jeden Hauttyp geeignet sind,
- sofort sichtbare Resultate erzielen und den Hautzustand nachhaltig verbessern,
- hnen neue Kundenpotentiale erschließen und maximale Kundenzufriedenheit garantieren,
- 🚊 Ihren Umsatz signifikant steigern.







Ihre Vorteile

IM ÜBERBLICK

>> ANWENDUNG - Sanft & effektiv

DERMADROP ist das einzigartige dermakosmetische Komplett-Konzept für nicht-invasive, dennoch tiefenwirksame kosmetische und therapeutische Behandlungen: aktive Substanzen und Wirkstoffe werden zuverlässig, effizient und schonend in tiefe Hautschichten transportiert. Bereits 10 Behandlungsminuten genügen für ein beeindruckendes, sofort sichtbares Ergebnis.

EINDRUCK – Erstklassig & leistungsstark

Mit DERMADROP TDA Geräten und Produkten beeindrucken Sie Ihre Kund/innen: alle Komponenten vermitteln Hochwertigkeit, Hightech und Höchstleistung. Sie demonstrieren Ihre Kompetenz und überraschen mit einer tiefenwirksamen Wohlfühl-Behandlung.

>> VERTRAUEN - Hygienisch & sicher

Unsere Geräte und Produkte werden auf Basis umfangreicher klinischer Studien und dermatologischer Forschung entwickelt. Die gesamte Behandlung verläuft ohne jeglichen direkten Hautkontakt. Ihre Kund/innen können sich entspannen und die Anwendung genießen: ohne Injektion, ohne Schmerzen, ohne Bedenken, ohne unerwünschte Nebenwirkungen, Ausfallzeiten oder Spätfolgen, wie z.B. Narbengewebe.

» INTEGRATION – Passt & ergänzt

Das DERMADROP TDA System gliedert sich hervorragend in Ihre vorhandenen Behandlungskonzepte ein. Es ist für den ganzen Körper geeignet, perfekt kombinierbar mit anderen Anwendungen und effektiv im ästhetisch-kosmetischen oder therapeutischen Einsatz.

>>> BEHANDLUNGSABLAUF - Vereinfacht & spart Zeit

Ein Gerät für das Gesicht, ein zweites für den Körper, das dritte für die Hände... das können Sie mit DERMADROP TDA endlich vergessen: Sie behandeln alle Körperregionen mit nur einem Gerät! Einfach die gewünschte Cartridge auswählen, in den Applikator einsetzen – und los geht's.

FINANZEN - Profitabel & delegierbar

Sie benötigen kein umfangreiches oder kompliziertes Equipment: DERMADROP TDA ist alles, was Sie brauchen. Das spart wertvollen Platz in Ihren Räumlichkeiten und Ihr Geld! Der vollständig delegierbare Prozess ist auch für nicht medizinisches Personal einfach durchzuführen. Zeit- und Materialbedarf sind gering – das hält Ihre Kosten niedrig. Die Vielseitigkeit des Systems eröffnet Ihnen neue Geschäftsfelder.

Einzigartig.

PATENTIERT. ÜBERLEGEN. DERMADROP TDA.



TDA steht für "transdermale Applikation". Es ist die weltweit einzigartige dermatologisch-ästhetische Therapie, bei der aktive Wirkstoffe bis in die tiefsten Hautschichten eindringen und dort nachhaltig Depots bilden können - ohne Injektion.



Gezielte Behandlung von Gesicht, Körper, Haaren, Hals und Dekolleté, Händen, Füßen und Nägeln (einschließlich Intimbereich, empfindlicher Körperteile, z.B. Augen und Problembereiche, z.B. Narben).



Die Wirkstoffe werden gezielt durch den Motor im Applikator mikrometergenau dosiert.



Das Anwendungs-Programm ist auf die physikalischen Eigenschaften der jeweiligen Wirkstoffkombinationen zugeschnitten. Dies stellt sicher, dass die Substanzen in die Haut gelangen und ihre volle Wirkung entfalten können.

Warum sind DERMADROP Behandlungen sicherer als andere?

Die Anwendungen sind hochpräzise und computergesteuert. Die TDA-Behandlung verläuft ohne direkten Hautkontakt und erzeugt lediglich einen leichten, angenehm kühlenden Massagedruck auf der Haut.

Das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen ist praktisch gleich null. Alle Bestandteile des Systems - Geräte, Software, Wirkstoffkomplexe und Verbrauchsmaterialien - werden in Deutschland entwickelt, hergestellt und kontrolliert.

Ein System

VIELE MÖGLICHKEITEN



Das unvergleichliche Behandlungskonzept

FÜR ALLE KÖRPERREGIONEN

DERMADROP TDA



ist tiefenwirksam und dabei nicht-invasiv,



ermöglicht den schonenden Transport aktiver Wirkstoffe,



ermöglicht die Bildung von Wirkstoffdepots,




vereint Tiefenwirkung mit einem angenehmen Behandlungserlebnis für Ihre Kund/innen – ohne Ausfallzeiten.

Die DERMADROP TDA Behandlung verläuft ohne direkten Hautkontakt und erzeugt einen leichten, angenehm kühlenden Massagedruck auf der Hautoberfläche.

WIRKSAMKEIT

Wo herkömmliche kosmetische Anwendungen an der Hornbarriere scheitern und deshalb nicht in tiefere Hautschichten vordringen können, transportiert DERMADROP TDA die Wirkstoffe tief in die Haut – auch solche mit großen Molekülen.

Nach nur wenigen TDA-Anwendungen wird diese tiefgreifende Wirkung sogar noch verstärkt, da sich in der Haut nachhaltige Wirkstoffdepots bilden können, welche die Zellen kontinuierlich versorgen. Bereits unmittelbar nach der Behandlung erscheinen Haut, Nägel oder Haare gesünder und schöner.




O1 AKTIVIEREN DER LP3-FORMEL

Im TDA-Applikator wird die mit Aktivstoffen angereicherte TDA-Trägersubstanz, unser LP3-Komplex, mit reinem Sauerstoff zu Mikroeinheiten kombiniert.



Präzisionsgetaktet werden die Mikroeinheiten in hoher Geschwindigkeit auf die Haut aufgetragen.




W TI ur H al

03 EINWANDERN DER WIRKSTOFFE IN DIE TIEFE

TDA öffnet die oberen Hautschichten und schafft ein Einfallstor für die Hautdurchwanderung von z.B. tiefenaktiver Hyaluronsäure bis in die Tiefe.



Schon nach wenigen Behandlungen entstehen Depots, die die Zellteilung und Hautregeneration nachhaltig anregen.



Die Haut regeneriert sich von innen heraus und erhält ihre natürliche Straffheit zurück. Bei regelmäßiger Behandlung können Depots in den tiefen Hautschichten gebildet werden. Diese regen die Zellteilung an und sorgen für ein nachhaltig verbessertes Hautbild. Die natürliche Struktur der Haut wird sichtbar gefestigt und die Faltentiefe reduziert.

LP₃ -Komplex

DER EXKLUSIVE TÜRÖFFNER

Bisher konnten Wirkstoffe nur durch invasive Methoden bis auf Zellebene vordringen. Wie also transportiert DERMADROP TDA aktive Substanzen bis in tiefe Hautschichten, ohne auf solche Eingriffe zurückgreifen zu müssen?

Das Geheimnis ist der LP3-Komplex – eine besondere, exklusiv für DERMADROP entwickelte Trägersubstanz, die den Wirkstoffen das schonende Durchdringen der Hautbarriere ermöglicht. LP3 öffnet die Epidermis für die hochkonzentrierten Wirkstoffe und ermöglicht diesen, bis in die tiefen Hautschichten vorzudringen.


Im übertragenen Sinne ist der LP3-Komplex eine Ansammlung verschachtelter Hydro-Lipid-Perlencluster. Diese können die Lipidschicht der Haut durchdringen, Inhaltsstoffe tief in die Haut transportieren und die Zellen mit Wirkstoffen versorgen. Während der Behandlung durch reinen Sauerstoff aktiviert, trennen sich die homogenen Öl- und Wasserkomponenten von LP3 kurzzeitig in Phasen. Die dünneren Phasen führen zu mikrofeinen Tröpfchen, die die Lamellenstruktur der Epidermis um ca. 65% öffnen.

Die weiteren, mit den aktiven Wirkstoffen angereicherten Bestandteile der Formulierung, durchdringen die Hautbarriere und erreichen tiefere Hautschichten. Das Ergebnis: Die Haut wird mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt, Zellen können sich regenerieren.

Der LP3-KOMPLEX ist durch eine Reihe internationaler Patente geschützt.



UNBEHANDELT



Im Vergleich zu unbehandelter Haut wurde der durchschnittliche epidermale Durchmesser mit LP3 um 67% erhöht. Die erhöhte Dicke der Epidermis ist ein Indikator für eine bessere Permeabilität durch offene Lücken zwischen den Epidermisschichten. Tatsächlich nimmt eine LP3-behandelte Epidermis das 3 bis 5-fache ihres Gewichts auf.

MIT LP3

Die Überlegenheit von LP3 in TDA wurde auch durch in-vitro Hauttests bestätigt. Es zeigte sich, dass die Penetration von LP3 sowohl in der Menge als auch in der Eindringtiefe signifikant höher ist. Die Experimente belegen, dass TDA in der Lage ist, große aktive Hyaluronmoleküle (90 KDa) effektiv und nicht-invasiv in die unteren Hautschichten zu transportieren.





SAUERSTOFF - unser aktiver Helfer

Während jeder Anwendung produziert das DERMADROP TDA Gerät automatisch angereicherten Sauerstoff. Der Sauerstoff dient als Beschleuniger der TDA, versorgt aber auch aktiv die Hautzellen tief im Inneren, reguliert die molekulare Polarität und bereitet die Zellen so perfekt auf die Aufnahme der Wirkstoffe vor.





MIKROMETERGENAUE DOSIERUNG



ANGENEHMER LUFTSTROM



SUBSTANZ MIT LP3-KOMPLEX UND SAUERSTOFF



INNOVATIV. BEHANDLUNGSFREUNDLICH. TECHNISCH AUSGEREIFT.

Das Kernstück jedes DERMADROP TDA Systems ist die computergesteuerte mobile Anwendungsstation mit ihrem handlichen Applikator. Das Gerät wird komplett in Deutschland entwickelt und gebaut – mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzererfahrung, Design und Material.

Es ist mit einem interaktiven und modernen Display ausgestattet: groß, leicht zu lesen und zu verstehen. Das Gerät arbeitet mit höchster Präzision und ist einfach und ohne Fachkenntnisse zu bedienen.

Der Applikator ist leicht, liegt gut in der Hand und funktioniert präzise. Die Behandlungen werden hygienisch, sicher und ohne direkten Hautkontakt durchgeführt.

Das TDA-System ist Ihre Komplettlösung für alle DERMADROP TDA Anwendungen: kompliziertes Zubehör oder teure Extras sind nicht erforderlich.

NiSV-frei:

Das neue DERMADROP TDA System ist vollständig "NiSV-frei" und entspricht höchsten Ansprüchen an Hautverträglichkeit und Sicherheit. Mit diesem innovativen TDA Gerät sind Sie bestens gerüstet, um DERMADROP-Behandlungen äußerst effektiv und sicher durchzuführen. Das Ergebnis: Begeisterte Kundinnen und Kunden, die das Erlebnis und die sichtbaren Ergebnisse lieben werden.

DERMADROP TDA

DAS MULTITALENT FÜR KOSMETISCHE UND ÄSTHETISCHE ANWENDUNGEN

Gesichts-, Körper-, Haar-, Hand-, Fuß- und Nagelbehandlungen

Einfach zu bedienen: "Plug & Treat"

Keine Injektion, kein Skalpell, keine Ausfallzeiten

Durch Kuren erzielten Depoteffekt

Sofort sichtbare Ergebnisse: Erfrischte, straffe und gesund aussehende Haut mit dem ultimativen DERMADROP Glow

Zeitersparnis: Programmdauer von 3-20 min

Selbsterklärend und delegierbar

Kombinierbar mit Ihren bestehenden Behandlungen/Systemen

Große Auswahl an TDA-Cartridges

iMODE für individuelle Modifikationen oder intensive Behandlung von Problembereichen

Begleitende OTC-Produkte für die Vor- und Nachbehandlung sowie für die Anwendung zu Hause

Alles wird in Deutschland entwickelt, hergestellt und kontrolliert







Die Behandlungssoftware

DES NEUEN DERMADROP TDA SYSTEMS

100% PROFESSIONELL

Interaktives Behandlungsdisplay

iMode – freier Behandlungsmodus

Substanz auf jedes Programm individuell abgestimmt

100% KOMPLETT-BEHANDLUNG

Gesicht, Körper, Haare & Nägel

100% EFFIZIENT

Geringer Zeitaufwand & Wareneinsatz

Einfache Bedienbarkeit dank hochmoderner Präzisionssteuerung

Einfach delegierbar

Die TDA-Cartridges

AKTIVE WIRKUNG UND VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Abhängig vom Ziel
Ihrer Behandlung und
vom Anwendungsbereich, entscheiden
Sie sich für den
passenden Wirkstoff
und die entsprechende
TDA-Cartridge.





































DERMADROP Homecare

DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZU JEDER TDA-BEHANDLUNG



















Kur? ABER SICHER!

Jede DERMADROP TDA-Behandlung wirkt für sich allein. Mit systematischen Wiederholungen lässt sich der Behandlungserfolg noch weiter steigern:

WIE SIE DAVON PROFITIEREN:

achhaltige Resultate

angfristige Kundenbindung

mehr Behandlungen pro Zeiteinheit; höherer Umsatz

zusätzliche Einkünfte durch den begleitenden Verkauf von DERMADROP-Ceuticals

STUDIEN:

Studienaufbau: Vorher-nachher-Vergleich

Erste Studie: 52 Probanden

Zweite Studie: 22 Probanden. Frauen zwischen 30 und 65 Jahren,

6 Behandlungen innerhalb von 30 Tagen (2x pro Woche)

Ort: Preventive Care Center am UKE Hamburg

Verringerung der Faltentiefe gemessen mit Antera 3D

An der Stirn um 32%

Am Auge um 44%

An der Wange um 31%

Die Hautbehandlung

NEU ENTDECKEN



VORHER



Vorher

Nach 1 TDA-Behandlung mit MITOCELL TDA








Vorher

Nach einer Kur von 6 Behandlungen







Vorher

Nach einer 8-wöchigen







Nicht behandelt

Nach einer TDA-Behandlung mit NAILCURE TDA

DERMADROP

SALES & TRAINING CENTER

Wir laden Sie ein, unsere Marke und unsere innovativen Produkte sowie die dahinterstehenden Dienstleistungen näher kennenzulernen und an einem unserer exklusiven Seminare und Sales-Trainings teilzunehmen.

Gerne heißen wir Sie in unserem Ende 2020 eröffneten DERMADROP Sales & Trainings Center willkommen – auf dem wunderschönen Gut Kaden mit herrlichem Golfplatz, Hotel und Restaurant.



99 Wir möchten Sie in unser neues Sales und Training Center einladen. Entdecken Sie die Welt von DERMADROP im Detail, schärfen Sie Ihr Fachwissen, treffen Sie Gleichgesinnte – und haben Sie nicht zuletzt eine gute, entspannte Zeit! 66

Friedrich von Hahn (Geschäftsführer Meddrop BioMedical Technologies GmbH)













Sie können in die Welt von DERMADROP eintauchen und

Kolleg/innen treffen,

Erfahrungen austauschen,

à DERMADROP TDA Behandlungen selbst erleben,

diskutieren und Spaß haben,

Geschäft und Entspannung ideal kombinieren.



Mit Liebe

in Hamburg entwickelt und hergestellt.













